



PERÍMETRO RM 6000

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110



Perímetro RM 6000

Perímetro RM 6000

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Perímetro mod. RM 6000

Dimensões: 48 x 43 x 52,8 cm

Peso: 14 kg

Voltagem: Bivolt automático

Características Básicas :

Cúpula de Teste: Raio de 300m, esférico , tipo fechado , ventilado.

Técnicas de Teste: Perimetria Estática

Tamanho do Estímulo: Goldmann III

Cor do Estímulo: Branco

Intensidade do Estímulo: 1 asb até 10.000 asb

Tempo de resposta do Paciente: 200 ms / Adaptável

Alcance Máximo de medição: 90 graus

Distância do Teste: 30 cm

Quantidade de Estímulo: 456 pontos

Iluminação de Fundo: Branco 31,5 asb (10 cd/m²)

Controle de Fixação: Gaze Tracking , Blink Monitoring , Heijl/Krakau e Head Tracking.

Controle de Queixeira : Sobe e Desce Elétrico / Direita e Esquerda Elétrico

Campos de Teste: Padrão de teste ortogonal
10-2 , 24-2 , 30-2 , 60-4
Mácula , Nasal Step
C-40 , C-76 , P-60 , FF-81 , FF-120 , FF-135


Testes Especiais: Driver test , Driver Quick Test , Superior 36
Horizontal View Angle Check
Esterman Test (Monocular , Binocular)

Testes de Estratégia: Screening (Quantify defect , 3-Zone , 2-Zone)
Threshold (Full , Fast , Smart)
Age Related , Threshold Related , Single Stimulus

Principais Análises: Análise de campo único
 Comparação de Resultado
 Análise de progressão do defeito
 Pacote estatístico

Principais Funções :


Interface simples e prática



Em uma única tela é possível executar as principais funções de testes e estratégias , bem como operar o equipamento de maneira simples.

Sem complicações

Step 1



Step 2

Patient Management

Serial number: 20201023001

Fill the info to these 5 places and click save. Then Click Start Check

Name: Lucy

Phone No:

Gender: Male FeMale

Birth: 1981-1-1 Age: 39

ID NO.:

Doctor: [Clear]

Eye: Left Right

Program Select

Visual: [] []


Sphere: [] []

Cylinder: [] []


Axis: [] []

Calculation


Saved OK



Step 3



Step 4




Diagnosis s:

Doct or:


Em somente 4 passos é possível concluir toda a operação do aparelho.

Testes




Ampla biblioteca de programas e campos de testes pré-definidos.

Estratégias




Possui ampla gama de estratégias .

Análises




Possui ampla gama de análises.

Queixeira automática




Controle a queixeira através do software ou no próprio aparelho

Relatórios



Diagnosi s:


Doct or:



Relatórios monoculares ou binoculares podem ser apresentados na tela ou impressos através do uso de impressora externa *

* (impressora não acompanha produto e deve estar conectada via rede LAN para funcionar corretamente)

Conectividade



Possui conectividade com REDE LAN e DICOM

Também pode trabalhar com Mouse e Teclados sem Fio. (Não Acompanha)



Para mais informações:

(11) 4070-6736

(11) 5011-6736

(11) 94743-6132

www.tecnobrasil.com.br

www.tecnobrasilloja.com.br



tecnobrasilrm



tecnobrasil

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110