



TABELA TESTE DE PERTO LEA

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.
Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta
Diadema - SP - CEP: 09950-110




Tabela Teste de Perto LEA

Este teste foi desenvolvido para avaliar a visão funcional de crianças em distâncias próximas e também pode ser utilizado como etapa de familiarização antes da introdução de testes de acuidade

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Tabela Teste de Perto LEA

Com cordão de 40 cm

Este teste foi desenvolvido para avaliar a **visão funcional de crianças em distâncias próximas** e também pode ser utilizado como etapa de familiarização antes da introdução de testes de acuidade para longa distância. É uma ferramenta essencial em ambientes clínicos pediátricos, especialmente em avaliações iniciais e triagens oftalmológicas.

A tabela apresenta **símbolos LEA proporcionalmente espaçados (logMAR)** de um lado, e **símbolos mais compactados** no verso, permitindo diferentes abordagens de avaliação conforme o nível de compreensão e resposta da criança.

Características Principais:

- **Escala logMAR:** Espaçamento proporcional entre linhas, adequado para análise precisa da acuidade visual
 - **Faixa de tamanhos das linhas:** de 20/400 a 20/10 (equivalente a 6/120 a 6/3), correspondendo a uma escala logMAR de 0,05 a 2,00
 - **Símbolos compactados (lado oposto):** Facilita a transição para testes mais complexos e estimula a atenção visual
 - **Gabarito de resposta (response key):** Impresso em ambos os lados da tabela para facilitar a orientação durante o exame
 - **Flashcards inclusos:** Auxiliam na interação e reconhecimento dos símbolos pela criança
 - **Manual de instruções:** Incluído para padronização do procedimento de avaliação
-

Especificações Técnicas:

- **Dimensões da tabela:** 20,3 cm x 25,4 cm (8" x 10")
- **Distância de teste recomendada:** 40 cm (16")

- **Tipo de optótipo:** Símbolos LEA (fácil reconhecimento por crianças pequenas)
 - **Faixa etária indicada:** Crianças a partir dos 6 meses de idade, especialmente as não verbais
 - **Aplicação clínica:** Avaliação da visão funcional, triagens visuais pediátricas, acompanhamento de terapias visuais
-

Manual de Instruções:

[CLIQUE AQUI](#) e baixe o manual de instruções deste produto.



Para mais informações:

(11) 4070-6736

(11) 5011-6736

(11) 94743-6132

www.tecnobrasil.com.br

www.tecnobrasilloja.com.br



tecnobrasilrm



tecnobrasil

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110