

CUBO DE LANG COM CABO



Cubo de Lang com Cabo

Cubo de Fixação Good-Lite – Estímulo Visual e Manutenção da Atenção

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Cubo de Fixação Good-Lite - Estímulo Visual e Manutenção da Atenção

Os **Cubos de Fixação Good-Lite** são ferramentas ideais para manter o interesse e a fixação visual durante avaliações e treinamentos visuais, especialmente em pacientes pediátricos. Disponíveis em diferentes modelos com optótipos calibrados, atendem a diversas necessidades clínicas para testes de fixação a curta distância.

? Modelo 256300 - Cabo Vermelho | LEA SYMBOLS® + Figuras Pediátricas

- Combina optótipos LEA com imagens infantis.
- Optótipo central LEA SYMBOLS® (topo): 20/40 (6/12) a 40 cm.
- Optótipo externo LEA SYMBOLS® (topo): 20/200 (6/60) a 40 cm.

? Aplicações clínicas:

- Testes de acuidade visual monocular e binocular.
- Manutenção da fixação durante exames oftalmológicos e sessões de terapia visual.
- Ferramenta atrativa para crianças, útil em ambientes clínicos e educacionais.
- ? Distância recomendada de uso: 16 polegadas (aproximadamente 40 cm).

Manual de Instruções:

CLIQUE AQUI e baixe o manual de instruções deste produto.



Para mais informações:

(11) 4070-6736

(11) 5011-6736

(11) 94743-6132

www.tecnobrasill.com.br www.tecnobrasilloja.com.br



